

INSTRUCTIONS PRATIQUES UTILISATION MANODÉTENDEUR NON-INTEGRÉ

FIXATION DU MANODÉTENDEUR SUR LA BOUTEILLE

1. Retirez le sceau thermoplastique protégeant la vanne d'ouverture de la bouteille.
2. Ouvrez légèrement la vanne avant de placer le manodétendeur (léger sifflement).
3. Refermez immédiatement la vanne. Cette opération a pour seul but d'éliminer toutes les impuretés qui pourraient se trouver dans la vanne.
4. Vérifiez attentivement lors de la fixation du manodétendeur si le débitmètre se situe sur la position "O" (aucune sortie d'oxygène).
5. Vissez à fond le manodétendeur sur la vanne (veuillez ne pas forcer ni utiliser de pince).
6. Raccordez un humidificateur à la sortie du mano-détendeur si nécessaire (à l'aide d'un embout spécial) ou un tuyau d'oxygène.

EN CAS DE FUITE APRÈS LE RACCORDEMENT DU DÉTENDEUR

1. **Ne jamais** essayer de forcer le serrage du manodétendeur (ne pas utiliser de pince ou autres ustensiles).
2. Fermez immédiatement la vanne de la bouteille.
3. Détachez le manodétendeur et remplacez le joint. N'utilisez que le joint d'origine.
4. Recommencez la procédure de fixation du manodétendeur décrite ci-dessus.

DÉMONTAGE DU MANODÉTENDEUR

1. Fermez la vanne de la bouteille.
2. Laissez le débitmètre ouvert jusqu'à ce qu'il soit complètement vidé d'oxygène et repositionnez le débitmètre sur "O".
3. Détachez le manodétendeur à la main.
4. Contrôlez l'état du joint et remplacez-le si nécessaire.
5. Rangez le manodétendeur dans un local propre et sec.

REMARQUE

Si vous ne parvenez pas à dévisser le manodétendeur, il est probable qu'une pression subsiste toujours. Si tel est le cas, contrôlez si la vanne de la bouteille est bien fermée. Ensuite, ouvrez le débitmètre pour que l'oxygène encore présent dans le manodétendeur puisse s'échapper. Après avoir remis le débitmètre sur la position "O", vous devriez pouvoir dévisser aisément le manodétendeur.

INSTRUCTIONS PRATIQUES UTILISATION HUMIDIFICATEUR NON-JETABLE

FIXATION DE L'HUMIDIFICATEUR

1. Remplissez l'humidificateur avec de l'eau purifiée jusqu'au niveau maximal indiqué sur le récipient. Ne dépassez jamais cette limite !
2. Vissez l'humidificateur verticalement sur la sortie du manodétendeur. Une connexion spéciale sera fournie avec les humidificateurs jetables.
3. Raccordez le tuyau d'oxygène, la lunette à oxygène ou le masque à l'extrémité de l'humidificateur.

UTILISATION DE L'HUMIDIFICATEUR

1. Ouvrez lentement et progressivement la vanne de la bouteille.
2. Vérifiez si le manomètre indique une hausse de pression.
3. Restez pendant cette manipulation à côté de la bouteille d'oxygène et non en face. Réglez doucement le débit en respectant la quantité prescrite par votre médecin.



Humidificateur et
manodétendeur

APRÈS LA PRISE DE L'OXYGÈNE

1. Fermez la vanne de la bouteille et laissez le débitmètre ouvert.
2. Attendez quelques instants.
3. Positionnez le débitmètre sur position "0".
4. Vérifiez si le manomètre indique bien une pression de "0".
5. Maintenant, vous pouvez enlever l'humidificateur.
6. Détachez le manodétendeur.
7. Contrôlez l'état du joint et remplacez-le si nécessaire.
8. Rangez l'appareillage dans un local propre et sec.

ENTRETIEN

Bien que, le matériel soit fiable et solide, un entretien périodique est indispensable. L'entretien du matériel peut uniquement être réalisé par notre service technique. L'entretien dépend de l'usage de l'appareil. Toutefois, les entretiens sont recommandés endéans les 5 ans. Au moindre incident technique, il est indiqué de renvoyer le manodétendeur à l'usine.